



Abbott

ANALIZADOR PORTÁTIL DE SANGRE

Sistemi-STAT®

SIEMPRE PRESENTE. SIEMPRE SEGURO.

Cada vez existe una mayor demanda de que los laboratorios de diagnóstico clínico proporcionen servicios durante los cuidados, fuera del propio espacio físico del laboratorio, y cumplan al mismo tiempo estrictas normas de calidad.

El sistema i-STAT de Abbott Point of Care ha sido diseñado para abordar estos objetivos y facilitar que los laboratorios puedan hacer frente, exitosamente, a los crecientes retos a los que se enfrenta.



REDUCIR EL TIEMPO DE ESPERA DEL PACIENTE^{3,4}



REDUCIR EL TIEMPO DE TRATAMIENTO^{3,4}



FOMENTAR EL CUIDADO COLABORATIVO CENTRADO EN EL PACIENTE⁴



AUMENTAR LA SATISFACCIÓN DEL PACIENTE^{3,4}



MANTENER A LOS PACIENTES FUERA DE LAS UNIDADES DE CUIDADOS INTENSIVOS



UN COMPLETO LABORATORIO CLÍNICO A ESCALA EN UN CARTUCHO COMPACTO DE UN SOLO USO

COMPLETO MENÚ DE PRUEBAS

Los cartuchos de prueba i-STAT de un solo uso ofrecen un completo menú de pruebas en una única plataforma portátil.

Cada cartucho de prueba cuenta con una combinación específica de biosensores adecuados para una gran variedad de necesidades clínicas.

USO SENCILLO

Las pruebas se pueden realizar en 4 sencillos pasos, junto al paciente y con únicamente 2 o 3 gotas de sangre entera. Unas instrucciones claras y completas ayudan al usuario durante todo el proceso de análisis..

RESULTADOS RÁPIDOS CON CALIDAD DE LABORATORIO

Ofrece resultados precisos en aproximadamente dos minutos para la mayoría de las pruebas.


PORTÁTIL

La realización de pruebas y la obtención de resultados rápidos junto al paciente optimiza el procedimiento de análisis elimina pasos del proceso, transferencias y retrasos, lo que ayuda a reducir los errores, permite una toma de decisiones rápida y optimiza la atención al paciente.^{1,2}

CONECTADO

El i-STAT 1 se puede conectar a diferentes sistemas de gestión de datos, como el Info HQ® de Abbott o el AEGISPOC™, lo que permite una integración sencilla con su sistema de información de laboratorio, sus historias clínicas electrónicas o con ambos para ayudarle a gestionar los resultados analíticos, los usuarios y los dispositivos. Las Advanced Quality Features (Funciones de calidad avanzadas) opcionales y STATNotes ayudan a integrar los resultados de las pruebas en el software de su centro para optimizar la gestión de la información.

¿Cómo puede i-STAT ofrecer resultados precisos, con calidad de laboratorio, en minutos ?



La muestra de sangre pasa por los biosensores del cartucho, lo que desencadena una reacción química

La reacción química se convierte en una señal eléctrica que se traduce en un resultado de i-STAT

i-STAT supervisa >150 factores que pueden afectar a la calidad y eliminan la dependencia de los procedimientos de mantenimiento o calibración, o las medidas de control de calidad

Solamente para diagnostico in vitro

No todos los productos se encuentran disponibles en todas las regiones

bioerix

SIEMPRE LAS MEJORES MARCAS
NUNCA SÓLO ESO