



PIMATM CD4

Llegamos más lejos:
recuento absoluto de CD4
en **menos de 20 minutos** en el lugar de atención.

BENEFICIOS DE LA PRUEBA DE CD4 EN EL LUGAR DE ATENCIÓN

Resultados oportunos que permiten tomar decisiones a tiempo sobre el tratamiento.

Los pacientes pueden realizar las consultas en un mismo día.

Es posible evaluar el riesgo inicial de progresión de la enfermedad.

Ayuda a prevenir infecciones oportunistas.

Reduce los costos de transporte de muestras y mantenimiento de cadena de frío.


Reduce las visitas de seguimiento del paciente.

Reduce la pérdida de pacientes durante el seguimiento.


Reduce los costos generales del programa.

PROCEDIMIENTO SIMPLE


- 1** Tome la muestra
Verifique el volumen de la muestra.
Retire el recolector de muestras y el cartucho con tapa.



- 2** Ejecute la prueba
Inserte el cartucho con tapa en el analizador.



- 3** Obtenga los resultados en **menos de 20 minutos**
Vea el resultado absoluto de CD4.




- No hay separación manual ni manipulación de software
- Las funciones de control integradas garantizan la calidad de los resultados
- Instrucciones en pantalla fáciles de seguir

PRUEBA DE CD4 EN EL LUGAR DE ATENCIÓN

Una importante proporción de pacientes con diagnóstico reciente de VIH no asisten a las consultas de seguimiento, lo cual retrasa su tratamiento y atención.

2

A UN PACIENTE SE LE DIAGNOSTICA VIH POSITIVO POR PRIMERA VEZ EN UNA CLÍNICA DE SALUD SEXUAL



PRECISA

Genera un recuento absoluto de linfocitos CD4+, con una precisión equivalente a la de una prueba de laboratorio con punción venosa.¹

PRÁCTICA

Tiene un diseño compacto y portátil, lo cual permite obtener resultados en cualquier momento y lugar.

FLEXIBLE

Se requiere una pequeña cantidad de muestra de sangre completa por punción digital o venosa.

EFICAZ

Ofrece un resultado integral en el mismo día, con un recuento absoluto de linfocitos CD4 en menos de 20 minutos.